

## Filtre universel pour flacons Stericap PLUS



Pour la stérilisation ultrarapide de 5 à 10 litres par filtration sous vide.

- Débit et rendement élevé, faible adsorption protéique
- Stérile, emballage individuel
- S'adapte sur la plupart des flacons ayant un col d'un diamètre interne compris entre 20 et 67 mm
- Membrane millipore Express Plus en PES, 0,22 µm
- Surface de filtration : 40 cm<sup>2</sup>
- Livré avec tuyau lesté pour plonger dans la solution à filtrer

Référence	Désignation	€ HT les 10
051592	Unité de filtration Stericap Plus 0,22 µm	NC -

## Unités de filtration Steripak



Pour la stérilisation de 10 à 20 litres.

- Filtres capsule fournis stériles, prêts à l'emploi
- Composés d'un empilement de membranes Express Plus en PES de 0,22 µm à faible adsorption protéique
- A raccorder à une pompe péristaltique pour filtrer rapidement jusqu'à 20 litres de solutions de milieux de culture

Référence	Désignation	Surface filtration	Unité d'emb.	€ HT
051456	Unité de filtration Steripak 10	100 cm <sup>2</sup>	3	NC -
051460	Unité de filtration Steripak 20	200 cm <sup>2</sup>	3	NC -

## Unités de filtration Steriflip



Pour filtrer sous vide des volumes inférieurs à 50 ml.

- Constituées d'un raccord à double pas de vis muni d'une membrane, d'une sortie à vide et d'un tube 50 ml
- Stérile gamma, emballage individuel, usage unique
- Avec bouchon
- Principe : il suffit de fixer le Steriflip sur le tube de 50 ml, de retourner l'ensemble et d'appliquer le vide
- Éliminent tout transfert de filtrat et évitent tout risque de contamination

Dispositif	MBS / polypropylène
Raccords d'entrée	Filetage double pas avec prise de vide
Raccords de sortie	Filetage double pas pour tube à centri. 50 ml
Surface de filtration	7 cm <sup>2</sup>
Volume traité / mort	50 ml / 600 µl
Température d'utilisation max.	45 °C

Référence	Désignation	Membrane	Unités/ carton	€ HT/ carton
051185	Stérflipl-GP	PES 0,22 µm	25	NC -
051637	Stérflipl-GV	PVDF 0,22 µm	25	NC -
051703	Stérflipl-HV	PVDF 0,45 µm	25	NC -
051805	Stérflipl-NY	Nylon 20 µm	25	NC -
051789	Stérflipl-NY	Nylon 40 µm	25	NC -
051790	Stérflipl-NY	Nylon 60 µm	25	NC -
051791	Stérflipl-NY	Nylon 100 µm	25	NC -

### Accessoire

Référence	Désignation	Unités/ carton	€ HT/ carton
051187	Entonnoir de 50 ml pour Steriflip	25	NC -