

FICHE TECHNIQUE

Référence	117210
Désignation	Plaque MircoAmp Fast QPCR



Description :

- ✓ 96 Puits
- ✓ Fond conique
- ✓ Conductivité thermique maximale pour un cyclage thermique précis
- ✓ Résultats de PCR reproductibles, spécifiques et sensibles en à peine 25 minutes
- ✓ Validité avec d'autres composants du système pour des résultats constants
- ✓ Chaque plaque de réaction porte un marquage numérique à 8 chiffres (code-barres), unique et sérialisé, qui peut être lu par l'utilisateur et par la machine afin d'éviter des erreurs de suivi

Unité de vente :

20 Plaques
