

FICHE TECHNIQUE

Référence	043336
Désignation	Pipettes de transfert



Description :

- ✓ En polyéthylène
- ✓ Incassable
- ✓ Non toxique
- ✓ Faible affinité pour les protéines
- ✓ A usage unique
- ✓ Incassables
- ✓ Non stérile
- ✓ Bulbe : 1,9 ml
- ✓ Longueur : 154 mm
- ✓ Gouttes par ml : 23
- ✓ Volume total : 5 ml

Unité de vente :

500 Pipettes
