

## Réfrigérateur



**SRPvg 1412**

Performance

Smart  
Device  
ready

Prix de vente conseillé € 8795

### Des avantages clairs

Découvrez la classe supérieure de la série Performance de Liebherr ! Avec une élégante porte vitrée et un intérieur spacieux sans précédent, cette solution de réfrigération vous offre tout ce dont vous avez besoin. Grâce au système de refroidissement dynamique, tout reste parfaitement à température. La télécommande pratique, l'éclairage LED stylé sur le côté gauche et l'écran tactile moderne complètent le confort. De plus, les roulettes garantissent une flexibilité maximale. Le choix idéal pour ceux qui veulent combiner luxe et fonctionnalité!

Carrosserie / Couleur porte  
Matériaux du boîtier

Matériau de la porte/ du couvercle

Volume brut total

Volume utile total

Consommation électrique par an

Frais d'énergie par an

Niveau sonore

Classe climatique

Convient pour un espace non chauffé

Convient pour une température ambiante de

Réfrigérant

Puissance

La production de chaleur en kJ/h

La production de chaleur en Wh

Type de compresseur

Blanc / Blanc

Acier

Porte en verre isolée avec cadre  
en acier

1447 l

1091 l

724 kWh

€ 167,-

60 dB(A)

7

Non


de +10°C à 35°C

R290

4,0 A

650 kJ/h

96 Wh



SRPvg 1412  
PerformanceSmart  
Device  
ready

Prix de vente conseillé € 8795

**Dimensions**

Hauteur	213,5 cm
Largeur	142,7 cm
Profondeur	86,7 cm
Adossable au mur	Oui
Poids net / Poids brut	267 kg / 292 kg
Hauteur emballage	2220 mm
Largeur emballage	1470 mm
Profondeur emballage	900 mm

**Réfrigérer**

Plage de température réfrigération	de 0°C à +16°C
Fluctuation maximale réfrigérateur	2,9 °C
Gradient réfrigérateur	3,1 °C
Temps de préchauffage de +5 °C à +10 °C (vide, +25 °C TU)	59
Temps de préchauffage de +25 °C à +5 °C (vide, +25 °C TU)	44
Système de dégivrage réfrigérateur	Dégivrage auto
Système de réfrigération	Dynamique
Tablettes de rangement	8
dont réglable(s) en hauteur	8
Matériau tablette de rangement	Plastifié
Résistance tablette de rangement	60 kg
Éclairage réfrigérateur	Éclairage de plafond LED
Éclairage intérieur commutable séparément	Oui

**Autre**

Matériau de la cuve intérieure	
Porte à fermeture automatique à partir d'env.	Oui
Charnières de porte	Droite, gauche
Poignée	Poignée encastrée
Joint de porte changeable	Oui
Longueur câble d'alimentation	300 cm
Surface utile grille	638 mm
Affichage de la température	Écran tactile
Type de bandeau de commande	Touch
Position panneau de commande	A l'extérieur
User interface	basic
Affichage de la température de	Compartiment réfrigérateur
Affichage de la température de la section réfrigérateur	extérieur digital
Alarme d'élévation de la température	Alarme de température optique et sonore
Alarme en cas de panne	Oui, également réglable via l'appli
Alarme en cas de panne	Après une panne de courant.
Alarme porte ouverte compartiment réfrigérateur	Oui, également réglable via l'appli
Éclairage commutable	Oui
Economiseur d'écran	Oui
Convient pour l'intégration réseau	Oui
Hauteur de compartiment à une répartition égale des grilles	38 cm
Hauteur de compartiment supérieur à une répartition égale	38 cm
Hauteur de compartiment inférieur à une répartition égale	38 cm
Nombre max. de grilles de support (compartiment 10 cm)	13
Conduit pour détecteur de température extérieur	Oui
Serrure	Oui
Evacuation de l'eau de dégivrage	Oui
Roulettes	5 roulettes pivotantes dont 2 avec frein de stationnement
Enregistrement de la température	Oui
Calibrage	Calibrage à 1 point
Mémoire températures MIN/MAX	Oui
Enregistrement de la température min./max.	Oui
Limites d'alarme réglables	Oui
Mémoire alarmes Alarmlog	Oui
Écart positif maximal de la température par rapport au point de consigne	1,1
Écart négatif maximal de la température par rapport au point de consigne	-2,3
Enregistrement de la température en cas de panne	72 h
Temps de récupération après 1 min d'ouverture de la porte (Vide, +25 °C TU, selon EN 60068-3)	8
Interface	WLAN/LAN (en option)
Contact sans potentiel	Oui
Caractéristique supplémentaire 1	Conforme à la norme DIN 13221
Certifications	

**Accessoires**

Kit de modification	9027600	€ 181,67
SmartModule CM006	6145269	€ 98,35
Clayette plastifiée	7112393	€ 72,00
Détecteur de température NTC	9590407	€ 72,00
Rails de support en U à gauche	9001757	€ 19,00
Rails de support en U à droite	9001761	€ 19,00
Marqueur peinture blanc	8301330	€ 8,55